

ES950



Issue de la toute nouvelle génération de quadriporteurs Orthoquad, le ES950 impose un nouveau standard chez les intermédiaires. Propulsé par un puissant moteur de 950 watts à 4 pôles jumelé à deux (2) batteries de 40 ampères, il offre de solides performances avec une autonomie maximale à chaque utilisation. Le ES950 possède une confortable suspension ajustable aux 4 roues pour une douceur de roulement optimale même sur les terrains accidentés.

Une longue liste d'équipements standards viennent aussi s'ajouter: système de lumières complet avec clignotants, siège capitaine de luxe, panier avant fermé et volant delta pour une meilleure manuvrabilité et une conduite sécuritaire. Sa conception compacte lui permet d'accéder à tous les types de transport spécialisé. Avec le ES950, vous bénéficiez de tous les avantages. Il est rapide, puissant, confortable et compacte.

Sans contredit, le ES950 vous transportera avec sécurité et élégance.



Spécifications

Longueur	48"
Largeur	25"
Vitesse maximale	14.5 km/h
Autonomie (jusqu'à)	30 - 40 km
Poids max. de l'utilisateur	170 kg - 375 lbs
Suspension	Active avant et arrière
Poids de transport sans batteries	65 kg - 143 lbs

Chargeur	120V - 5A
Batteries	2 x 12V - 40Ah
Roues	10 "
Diamètre de braquage	1.65 m - 5,4'
Distance de freinage	1.5 m - 5'
Groupe motopropulseur	950W - 4 Brosses
Degré maximum d'une pente à franchir	15 degrés