

GS1200

OrthoQuad vous présente son tout nouveau GS1200, qui n'a rien de comparable sur le marché. Le GS1200 n'est ni plus ni moins qu'un quadriporteur doté d'une puissance et d'un confort incomparables. Avec ses roues de 14 pouces, il n'y a pas d'obstacles à son épreuve. Son incroyable suspension aux quatre roues, unique de par sa conception, épouse les imperfections de la chaussée avec merveille. Si les promenades en campagne ou autour des lacs vous intéressent, le GS1200 est définitivement le quadriporteur qu'il vous faut.

Le GS1200 est seul dans sa classe. Un essai vous convaincra.

HEAVY-DUTY MODEL
Max load: 500 pounds

Orthoquad is proud to introduce its new GS1200, which has nothing to compare with. The GS1200 is nothing else than one of the most powerfull and comfortable mobility scooters. With its 14 inch wheels, nothing can stop it. Its incredible four wheel suspension is built to ride smoothly even on rough tracks. If you like to ride around fields or lakes, the GS1200 is definitely the mobility scooter you deserve.

The GS1200 is alone in its class. A road test will convince you.

Le GS1200 est offert de série avec un toit, porte-bagages ainsi qu'un support à sac de golf tous amovibles en un rien de temps.



A canopy, deluxe rear basket and golf bag holder are included with the GS1200. All these accessories are removable



Dimensions:
Longueur - Length: 62"
Largeur - Width: 28"
Vitesse maximale - Max. speed: 16 km/h
Autonomie - Range: 40-48 km

Poids maximum de l'utilisateur - Max. load: 225kg - 500lbs
Degré maximum d'une pente à franchir - Max. climbing gradient: 15°
Moteur - Engine: 4 brosse 1200W - 4 brush 1200W
Suspension - avant et arrière - front and rear
Diamètre de braquage - Turning radius: 1.65m - 5,4'

Chargeur - Charger: 5A-120V - ULc
Batteries: 12V - 75A (Inclus- Included)
Roues - Wheels: 13"
Freinage - Braking distance: 1.8m - 6' (surface sèche)
Poids - Weight: 135kg - 295lbs



MODÈLE HAUT-RENDEMENT
Poids-max de l'utilisateur: 500lbs

