

MONARCH

La toute nouvelle Monarch marque une ère nouvelle en matière de design et de performance. Muni d'une suspension active pour un haut niveau de confort, elle est conçue pour une utilisation intérieure et extérieure. Elle est équipée de deux (2) moteurs en ligne pour un niveau maximum de puissance et de torsion. Facile à conduire et très manoeuvrable, la Monarch rendra tout vos déplacements accessibles et agréables.



Spécifications

Capacité de poids	280 lbs - 125kg	Roues arrière	6"
Vitesse maximale	6.5 km/h	Groupe motopropulseur	Moteur double en ligne
Largeur	24.5"	Freinage	électronique à disques régénérateurs
Longueur	44"	Électronique	PG VR2 40A
Roues motrice	10"	Chargeur	externe 5A
Roues avant	5"	Autonomie	jusqu'à 25 km
		Batteries	12V - 33Ah-U1 x 2

