

ORTHOQUAD

New Generation .com

RS1400

Orthoquad est fier d'introduire sa nouvelle génération de quadriporteurs pleine grandeur. Conçu et développé pour les hautes performances, le RS1400 offre un couple exceptionnel, une efficacité inégalée et un rendement supérieur grâce à son puissant moteur de 1400 watts à 4 pôles. Il possède une longue liste d'équipements standards: système de lumières complet avec clignotants, siège capitalne de luxe, panier avant fermé et volant delta pour une expérience de conduite en douceur et en toute sécurité.

Performant à l'extérieur dans toute situation grâce à ses pneus tout terrain de 14 pouces, son impressionnant dégagement au sol et à sa robuste suspension aux 4 roues, le RS1400 vous procurera un niveau optimal de confort sur n'importe quelle surface. Avec le RS1400, vous trouverez vitesse, confort, autonomie et fiabilité.

C'est définitivement votre meilleur choix!



Spécifications

Longueur	63"	Chargeur	120V - 5A
Largeur	27"	Batteries	2 x 12V - 75Ah (groupe 24)
Vitesse maximale	19 km/h	Roues	14 "
Autonomie (jusqu'à)	30 - 40 km	Diamètre de braquage	1.65 m - 5,4'
Poids max.de l'utilisateur	180 kg - 400 lbs	Distance de freinage	1.8 m - 6'
Suspension	full active avant et arrière	Groupe motopropulseur	1400W - 4 Brosses
Poids de transport sans batteries	85 kg - 187 lbs	Degré maximum d'une pente à franchir	15 degrés