

FD200

Le FD200 d'Orthoquad est un quadriporteur d'une grande utilité. Il est un mélange parfait pour les déplacements intérieurs et extérieurs. Son démontage en cinq morceaux facilite son transport dans les véhicules non adaptés.

LE FD200 VOUS SÉDUIRA PAR SON STYLE ET SON CONFORT.

The FD200 is a mobility scooter with a great utility. It is a perfect blend for inside and outside use. You can easily take the FD200 apart in five pieces and load it in any type of vehicles.

THE FD200 WILL DEFINITELY SEDUCE YOU BY ITS STYLE AND ITS COMFORT.



Option



TD200

Le TD200 est conçu pour un usage Intérieur. Grâce à ses deux roues avant rapprochées, il offre un diamètre de braquage réduit ce qui permet de l'utiliser dans les endroits où l'espace est restreint. Le TD200 est petit et très stable en même temps. Le TD200 se démonte aussi en cinq morceaux pour faciliter son transport.

TRÈS STABLE ET CONFORTABLE, VOUS ADOREREZ LE TD200.

The TD200 is designed for inside use. With its two beside front wheels, it allows sharp turns where room is restricted. The TD200 is small and very stable at the same time. It also can be taken apart in five pieces for loading in any type of vehicles.

VERY COMFORTABLE AND STABLE, YOU WILL ENJOY TO RIDE A TD200.

Dimensions:
Longueur - Length: 42"
Largeur - Width: 20"
Vitesse maximale - Max. speed: 7 km/h
Autonomie - Range: 22 km

Poids maximum de l'utilisateur - Max. load: 115kg - 250lbs
Degré maximum d'une pente à franchir - Max. climbing gradient: 8°
Moteur - Engine: 200W
Diamètre de braquage - Turning radius: FD200: 1.1m, TD200: 0.8m
Chargeur - Charger: 120V - ULc

Batteries: 12V - 17A (Inclus- Included)
Roues - Wheels: 9"
Freinage - Braking distance: 1.2m - 4' (surface sèche)
Poids - Weight: 45kg - 98lbs

